




Лабораторные микроскопы BEL Engineering

Цены указаны с НДС 20%.

Лабораторные микроскопы серия BIO1		Тип	Окуляры	Объективы	Освещение	Примечание	Розничная цена, евро
	BIO1B	бинокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W	конденсер Аббе 4-х держатель объективов	570
	BIO1T	тринокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W	конденсер Аббе 4-х держатель объективов	606
	BIO1B-LED	бинокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 2W	конденсер Аббе 4-х держатель объективов	594
	BIO1T-LED	тринокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 2W	конденсер Аббе 4-х держатель объективов	630
Лабораторные микроскопы серия BIO2		Тип	Окуляры	Объективы	Освещение	Примечание	Розничная цена, евро
	BIO2B-AC	бинокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	738
	BIO2B-PL	бинокуляр	10x/18	планахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 026
	BIO2T-AC	тринокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	774
	BIO2T-PL	тринокуляр	10x/18	планахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 068
	BIO2B-AC-LED	бинокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	774
	BIO2B-PL-LED	бинокуляр	10x/18	планахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 038
	BIO2T-AC-LED	тринокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	804
	BIO2T-PL-LED	тринокуляр	10x/18	планахромат 4x/10x/40x/100x	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 080
Лабораторные микроскопы серия SOLARIS		Тип	Окуляры	Объективы	Освещение	Примечание	Розничная цена, евро
	SOLARIS-B	бинокуляр	10x/22	планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	галоген 30W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 308
	SOLARIS-T	тринокуляр	10x/22	планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	галоген 30W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 374
	SOLARIS-B-LED	бинокуляр	10x/22	планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 374
	SOLARIS-T-LED	тринокуляр	10x/22	планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	светодиод 3W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 428
	SOLARIS-PH	тринокуляр	10x/22	фазовый контраст, планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	галоген 30W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	2 232
Лабораторные микроскопы с видеоблоком		Тип	Окуляры	Объективы	Освещение	Примечание	Розничная цена, евро
Видеоблок: 10" LCD touchscreen планшет, CMOS 1/2.5" камера 5.0 Мегapixel Wireless, C-mount адаптер	SOLARIS-VIDEO	тринокуляр	10x/22	планахромат 4x/10x/40x/100x, на бесконечность	галоген 30W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	2 424
	BIO2-VIDEO	тринокуляр	10x/18	ахромат 4x/10x/40x/100x	галоген 20W, по Кехлеру	конденсер Аббе 5-х держатель объективов	1 824

К лабораторным микроскопам BEL доступны опции (зависит от серии):

- сменные объективы и окуляры различного увеличения
- камеры, окулярные камеры и адаптеры
- объективы и наборы для фазово-контрастной микроскопии
- поляризационные наборы
- наборы для микроскопии темного поля

Гарантия 3 года

По вопросам приобретения продукции компании BEL Engineering s.r.l. просьба обращаться в ООО "ПКФ ДЭМКОМ"
 Москва, ул. Люблинская, д.9, к.1., тел. +7 (499) 394-68-50, +7 (499) 394-52-62, demcom@demcom.ru, www.demcom.ru