








Цены указаны с НДС и первичной поверкой. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

Микровесы Му		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	Му 26i	2,1 г	0.000001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	30 мм	По запросу
	Му 66i	6,1 г	0.000001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	30 мм	По запросу
	Му 126i	12,1 г	0.000001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	30 мм	По запросу
Весы M5		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	M5-HPB-625i	62 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 700
	M5-HPB-625i-ION	62 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 400
	M5-HPB-105i	102 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 400
	M5-HPB-105i-ION	102 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 100
	M5-HPB-1265Di	62 г / 120 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 200
	M5-HPB-1265Di-ION	62 г / 120 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 900
	M5-HPB-2285Di	82 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 500
	M5-HPB-2285Di-ION	82 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 200
	M5-HPB-22105Di	102 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 000
	M5-HPB-22105Di-ION	102 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 700
	M5-M214Ai	220 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	2 800
	M5-M214Ai-ION	220 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 500
	M5-M254Ai	250 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 000
	M5-M254Ai-ION	250 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 700
	M5-M314Ai	310 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 300
	M5-M314Ai-ION	310 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 000
	M5-HPB-414Ai	410 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 400
	M5-HPB-414Ai-ION	410 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 100
	M5-HPB-514Ai	510 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 600
	M5-HPB-514Ai-ION	510 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 300
	M5-HPB-614Ai	610 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 300
	M5-HPB-614Ai-ION	610 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	6 000
	M5-HPB-1004Ai	1000 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	6 500
	M5-HPB-1004Ai-ION	1000 г	0,0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	7 200
	M5-L303i	310 г	0,001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 650
	M5-M523i	520 г	0,001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	2 150
	M5-M723i	720 г	0,001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	2 350
	M5-MW1203i	1200 г	0,001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	110 мм	3 000
	M5-MW2103i	2100 г	0,001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	110 мм	3 700
	M5-L3202i	3200 г	0,01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 550
	M5-L4202i	4200 г	0,01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 650
	M5-M6202i	6200 г	0,01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	2 300
	M5-M6202i-I	6200 г	0,01 г	Специальный (I)	Самокалибровка	160 мм	2 400
	M5-RB6202	6200 г	0,01 г	Специальный (I)	Внешняя	195x175 мм	3 400
	M5-RB8202	8200 г	0,01 г	Специальный (I)	Внешняя	195x175 мм	3 700
	M5-RB10102	10100 г	0,01 г	Специальный (I)	Внешняя	195x175 мм	4 300
	M5-RB12102	12100 г	0,01 г	Специальный (I)	Внешняя	195x175 мм	4 900
	M5-RB8001	8000 г	0,1 г	Высокий (II)	Внешняя	320x220 мм	1 500
	M5-L10001	10000 г	0,1 г	Высокий (II)	Внешняя	195x175 мм	1 300
	M5-RB16001	16000 г	0,1 г	Высокий (II)	Внешняя	320x220 мм	1 550
	M5-RB25001	25000 г	0,1 г	Высокий (II)	Внешняя	320x220 мм	1 600
	M5-RB32001	32000 г	0,1 г	Высокий (II)	Внешняя	320x220 мм	1 700

Весы HPBG		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
  	HPBG-105i	102 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 000
	HPBG-105i-ION	102 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 700
	SHPBG-125i-ION	122 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 800
	SHPBG-165i-ION	162 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 000
	SHPBG-215i-ION	210 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 800
	HPBG-1265Di	62 г / 120 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 700
	HPBG-1265Di-ION	62 г / 120 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 400
	HPBG-22105Di	102 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 600
	HPBG-22105Di-ION	102 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 300
	HPBG-414Ai	410 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 000
	HPBG-414Ai-ION	410 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 700
	HPBG-514Ai	510 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 200
	HPBG-514Ai-ION	510 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 900
	HPBG-614Ai	610 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 800
	HPBG-614Ai-ION	610 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	5 500
	HPBG-1104Ai	1100 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	6 000
HPBG-1104Ai-ION	1100 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	6 700	
Весы DA		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
   	DA-65C	62 г	0.00001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 400
	DA-125DC	42 г / 120 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	3 450
	DA-225DC	82 г / 220 г	0.00001г / 0,0001г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 000
	DA-124	120 г	0.0001 г	Специальный (I)	Внешняя, 100г F2	80 мм	1 800
	DA-124C	120 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	1 900
	DA-224	220 г	0.0001 г	Специальный (I)	Внешняя, 200г F2	80 мм	1 900
	DA-224C	220 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	2 100
	DA-314C	310 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	2 600
	DA-514C	510 г	0.0001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	80 мм	4 000
	DA-223C	220 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 450
	DA-333C	330 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 500
	DA-523C	520 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 600
	DA-723C	720 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 750
	DA-1003C	1000 г	0.001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	110 мм	2 200
	DA-1203C	1200 г	0.001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	110 мм	2 500
	DA-2103C	2100 г	0.001 г	Специальный (I)	Самокалибровка	110 мм	3 200
	DA-2202C	2200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 400
	DA-3102C	3100 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 450
	DA-4202C	4200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 600
	DA-5202C	5200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 700
DA-6202C	6200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 800	
DA-8202	8200 г	0.01 г	Специальный (I)	Внешняя, 5кг F2	160 мм	2 400	

Весы LG		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	LG203i	210 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 250
	LGW203i	210 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 400
	LG423i	420 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 500
	LGW423i	420 г	0.001 г	Высокий (II)	Самокалибровка	110 мм	1 600
	LG2202	2200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 1 кг F1	160 мм	1 100
	LG2202i	2200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 250
	LG4202	4200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 2 кг F1	160 мм	1 200
	LG4202i	4200 г	0.01 г	Высокий (II)	Самокалибровка	160 мм	1 400
	LG10001	10000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 5 кг F2	175x195 мм	1 000
LG20001	20000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 10 кг F2	175x195 мм	1 200	
	LG1202S	1200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	150x140 мм	1 450
	LG2202S	2200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	150x140 мм	1 650
	LG3202S	3200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	150x140 мм	1 700
	LG4202S	4200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	150x140 мм	1 850
	LG5201S	5200 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	230x230 мм	1 500
	LG5201M	5200 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 600
	LG10001S	10000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	230x230 мм	1 700
	LG10001M	10000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 800
	LG15001S	15000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	230x230 мм	1 850
	LG15001M	15000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 900
	LG20001M	20000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	2 100
	LG35001L	35000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	300x400 мм	2 300
	LG6200M	6200 г	1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 300
	LG8200M	8200 г	1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 450
	LG10000M	10000 г	1 г	Высокий (II)	Внешняя	280x280 мм	1 500
LG10000L	10000 г	1 г	Высокий (II)	Внешняя	300x400 мм	1 600	
LG60000L	60000 г	1 г	Высокий (II)	Внешняя	300x400 мм	2 100	
Весы RBG		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	RBG6202	6200 г	0.01 г	Специальный (I)	Внешняя, 2 кг E2	195 x 175 мм	3 150
	RBG8202	8200 г	0.01 г	Специальный (I)	Внешняя, 5 кг E2	195 x 175 мм	3 350
	RBG10102	10100 г	0.01 г	Специальный (I)	Внешняя, 5 кг E2	195 x 175 мм	3 950
	RBG12102	12100 г	0.01 г	Специальный (I)	Внешняя, 5 кг E2	195 x 175 мм	4 500
	RBG8001	8000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 5 кг F2	320 x 220 мм	1 350
	RBG16001	16000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 10 кг F2	320 x 220 мм	1 400
	RBG25001	25000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 10 кг F2	320 x 220 мм	1 450
	RBG32001	32000 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 20 кг F2	320 x 220 мм	1 600

Весы S		Max	d	Класс точности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	S123	120 г	0.001 г	Высокий (II)	Внешняя, 100 г F2	80 мм	680
	S203	210 г	0.001 г	Высокий (II)	Внешняя, 100 г F2	80 мм	700
	S303	310 г	0.001 г	Высокий (II)	Внешняя, 200 г F2	80 мм	750
	S423	420 г	0.001 г	Высокий (II)	Внешняя, 200 г F2	80 мм	810
	S622	620 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 200 г F2	130 мм	640
	S1002	1000 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 500 г F2	130 мм	680
	S2202	2200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 1 кг F2	130 мм	720
	S3102	3100 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 2 кг F2	130 мм	770
	S4202	4200 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя, 2 кг F2	130 мм	830
	S5201	5200 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 2 кг F2	150x140 мм	600
S6501	6500 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя, 5 кг F2	150x140 мм	620	
Влагомеры i-Thermo G		Max	d по массе	d по влажности	Калибровка	Размер платформы	Розничная цена, USD
	GA64M	60 г	0.0001 г	0,001 %	Внешняя, 20 г F2	100 мм	4 000
	G163M	160 г	0,001 г	0,01 %	Внешняя, 100 г F1	100 мм	3000
	G163L	160 г	0,001 г	0,01 %	Внешняя, 100 г F1	100 мм	2400
	G62L	60 г	0,01 г	0,1 %	Внешняя, 20 г F2	100 мм	2150

Опции и аксессуары		Розничная цена, USD
	AC002 Комплект для определения плотности твердых тел и жидкостей DENSITY KIT (для весов с дискретностью 0,001г/0.0001г/0.00001г)	800
	AC004 Комплект для определения плотности твердых тел и жидкостей DENSITY KIT (для весов с дискретностью 0.01г)	800
	AC030 Принтер TX-110 с функцией статистики (кабель для подключения в комплекте)	650
	ERC-09B картридж для принтера	20
	Кабель-адаптер RS-232 - USB со встроенным конвертером	50
	AC027 Задняя панель ветрозащиты со встроенным ионизатором (устанавливается вместо заднего стекла трехдверной ветрозащиты)	700
	BL0371 Настольный ионизатор ION-A15	800
	Дисплей выносной светодиодный на стойке	250
	Внешний источник питания (совместим с весами серий RBG (только с дискретностью 0,1г), S, LG, LGW)	100
	AC005 Внешняя буквенно-цифровая клавиатура KEYMODULE	400
	BL0618 Антивибрационная гранитный столик с ножками из вязко-упругого полимера (размер 400x250x80 мм, вес 16 кг)	900
	BL0661 Настольная ветрозащитная витрина (для микровесов Mu)	900
	AC032 Испарительная ловушка для калибровки дозаторов (для полумикровесов)	750
	NA0402 защитный чехол для хранения весов с трехдверной ветрозащитной витриной	20
	STCi-02 Температурный калибровочный набор	650
	A352 Галогенная лампа для влагомера	150
	Одноразовые алюминиевые чашки (диаметр 90 мм, толщина 0,2 мм, 80 шт. в упаковке)	60
	Одноразовые алюминиевые чашки (диаметр 80 мм, толщина 0,2 мм, 50 шт. в упаковке)	45
	Стекловолоконные диски (диаметр 90мм, 200 шт. в упаковке)	220